

株式会社日本医化器械製作所
 大阪市天王寺区玉造元町3番9号
 電話 06-6765-0223
 FAX 06-6765-0236

『簡易スピルキット CONVEX-SPL』販売再開・仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご愛顧を賜り深謝いたします。

弊社製品である【簡易スピルキット CONVEX-SPL】の販売再開の見通しがつきましたので、
2021年2月1日より販売を再開いたします。

お客様には、長らくご不便、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

また、現在発生している新型コロナウイルスの感染拡大により、【簡易スピルキット CONVEX-SPL】の一部である 3M 製 N95 マスクとガウンの入手が困難となっております。

原料確保のため、下記内容についてご了承ください。

- ① 3M 製「N95 マスク」を代替品の「N95-01 マスク」に変更
- ② ガウンの色が予告なく変更される場合があります。(在庫状況による)

① 3M 製「N95 マスク」を代替品の「N95-01 マスク」に変更

仕様変更前	仕様変更後	
	<p style="text-align: center;">正面</p> 	<p style="text-align: center;">側面</p> 

※代替品の規格詳細：GB19083-2010（中国規格）、EN14683:2019 TYPE II R（欧州規格）、CE0197（医療機器認証マーク）。ろ過捕集効率 95%以上。（NIOSH※の N95 規格と同等。※米国安全労働研究所）

② ガウンの色が予告なく変更される場合があります。(在庫状況による)

ガウンの色見本



黄色

緑色

※ガウンの色はグリーン、またはイエローのどちらかになります。

(1セットに含まれるガウンの色はすべて同じ色のものが入ります)

※色の違いによって、ガウンの特性・機能は変わりません。

【簡易スピルキット CONVEX-SPL】の内容について、N95 マスクとガウン以外、その他変更はありません。

最後に、今後新型コロナウイルスの影響がなくなる限り、再度供給が滞る恐れがあることをご了承ください。

お客様には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

敬具